


## "THE ACID TEST"

- **"THE ACID TEST"** ha sido desarrollado para indicar el rango nominal de PH presente en aceites de refrigeración. Es apto para uso con todos los aceites, aunque hay que destacar de que hay instrucciones para aceites tipo poliolester y otras para todos los otros aceites – cada bote tiene 4 frascos, es decir 4 pruebas.



*\*THE ACID TEST ES UN PRODUCTO DE HIGHSIDE CHEMICALS INC. (USA)\**

### INSTRUCCIONES DE USO: ACEITE POLIOLESTER

1. Quitar el tapón de su frasco
2. Llenar parcialmente con aprox. 2.5 cc (aprox. 90 gotas) del aceite que quieres probar hasta que llegue aprox. a unos 18mm del tapón del frasco (ver esquema)
3. Reponer el tapón otro vez y asegurarse que este bien roscado
4. Agitar los contenidos durante 5 segundos
5. Mirar el color del liquido en el frasco

### INSTRUCCIONES DE USO: TODOS LOS OTROS ACEITES

1. Quitar el tapón de su frasco
2. Llenar parcialmente con aprox. 5 cc (aprox. 180 gotas) del aceite que quieres probar hasta que llegue aprox. a unos 8mm del tapón del frasco (ver esquema)
3. Reponer el tapón otro vez y asegurarse que este bien roscado
4. Agitar los contenidos durante 5 segundos
5. Mirar el color del liquido en el frasco

	<p style="text-align: center;"><b><u>Azul o Violeta</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica un nivel nominal de PH de &gt; 6,8</li> <li>• Bajo nivel o no hay acidez presente</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Verde</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica un nivel nominal de PH de entre 6,8 – 5,2</li> <li>• Medio nivel de acidez presente</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Amarillo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica un nivel nominal de PH de &gt; 5,2</li> <li>• Alto nivel de acidez presente</li> </ul>

